

# CORNEOMETER

Corneometer<sup>®</sup> CM825, Courage+Khazaka electronic GmbH, Nemčija



**Naprava se uporablja za oceno hidratacije kože (vsebnost vlage v roženi plasti kože).**

## **Uporaba:**

- Vrednotenje učinkovitosti kozmetičnih izdelkov (izdelki za nego in vlaženje kože)
- Določanje splošnega stanja kože in tipa kože
- Preventivna vloga; možnost zaznave predkliničnih sprememb v stanju kože
- Objektivno klinično diagnosticiranje in spremljanje terapije

**Lokacija:** Katedra za farmacevtsko tehnologijo

# CORNEOMETER

Corneometer<sup>®</sup> CM825, Courage+Khazaka electronic GmbH, Germany



**The instrument is used to determine the skin hydration (water content in the stratum corneum).**

## **Applications:**

- Testing the efficacy of cosmetic products (products for skin care and hydration)
- Determination of general skin condition and skin type
- Preventive; enables detection of subclinical changes in the skin
- Used for objective clinical diagnosis and therapies monitoring

**Location:** Department of Pharmaceutical Technology