

# TEST RAZTAPLJANJA Erweka DT6

Erweka GmbH, Heusenstamm, Nemčija



Test raztapljanja z Erweko DT6 se lahko uporablja kot naprava s košaricami (Naprava 1) ali naprava z vesli (Naprava 2).

Operacijski parametri, ki jih lahko spreminjamo so vrsta medija, hitrost vrtenja (rpm), čas, temperatura medija in časi vzorčenj.

## Uporaba:

- Test raztapljanja za različne farmacevtske oblike (npr. praški, pelete, tablete, kapsule)

**Lokacija:** Katedra za farmacevtsko tehnologijo

# DISSOLUTION TESTER Erweka DT6

Erweka GmbH, Heusenstamm, Germany



Erweka DT6 dissolution test device can be used as Basket Apparatus (Apparatus 1) or Paddle Apparatus (Apparatus 2).

Different operating parameters can be varied: type of dissolution media, rotation speed (rpm), testing time, media temperature, and sampling points.

## Applications:

- Dissolution test for different solid dosage forms (e.g. powders, pellets, tablets, capsules)

**Location:** Department of Pharmaceutical Technology