


SKIN - GLOSSYMETER

Skin-GLOSSYMETER GL200, Courage+Khazaka electronic GmbH, Nemčija



Naprava se uporablja za merjenje sijaja kože, ustnic, las in zob.

Uporaba:

- Vrednotenje učinkovitosti kozmetičnih izdelkov (izdelki za nego in čiščenje (mastne) kože in las, dekorativna kozmetika - šminke)
- Za oceno sijaja zob po zobozdravstvenih posegih, npr. poliranje, nanos zaščitnih premazov, beljenje



Lokacija: Katedra za farmacevtsko tehnologijo

SKIN – GLOSSYMETER

Skin-GLOSSYMETER GL200, Courage+Khazaka electronic GmbH, Germany



The instrument is used to measure gloss on skin, lips, hair and teeth.

Applications:

- Testing the efficacy of cosmetic products (products for (oily) skin cleansing and care, hair care and decorative cosmetics - lipsticks)
- For assessment of dental gloss related to dental practices, such as tooth surface enhancement and tooth bleaching



Location: Department of Pharmaceutical Technology